

# Pbi Laboratory Gazette

Январь 2007

Маркетинговый и технический бюллетень International pbi том 14 выпуск 160

**КОЛЛЕКТИВ INTERNATIONAL PBI ЖЕЛАЕТ,  
ЧТОБЫ 2007 Г СТАЛ ДЛЯ ВАС ПОЛЕЗНЫМ И ПЛОДОТВОРНЫМ**



## Официальное сообщение

### НОВЫЙ СТАНДАРТ ЧИСТОТЫ ВОЗДУХА В ЧИСТЫХ КОМНАТАХ



Все материалы, используемые для микробиологического анализа, должны быть стерильными; кроме того, согласно Правилам организации работы в лаборатории, необходимо документ, подтверждающий правильность стерилизации. Это правило относится и к аспирационным головкам микробиологических пробоотборников воздуха.

При каждом цикле отбора пробы нужно использовать головку с документально подтвержденной стерильностью. Чтобы упростить работу микробиолога, компания International pbi разработала одноразовую аспирационную головку "Dispo-Head" для контроля микробиологической чистоты воздуха. Она изготовлена из антистатического пластика на основе синтетической смолы, стерилизована гамма-излучением и упакована в тройную упаковку. Поставляется с сертификатом стерилизации и соответствия. Срок годности 3 года. Подходит к любому пробоотборнику SAS Super для чашек диаметром 55 мм

## Официальное сообщение

### НОВЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПОРТАЛ "INTERNATIONAL PBI"



Зайдите на [www.internationalpbi.it](http://www.internationalpbi.it), и вы узнаете самые последние лабораторные новости. Здесь вы найдете указания по применению, ссылки на международные журналы, посвященные лабораторному оборудованию и науке, резюме научных статей, даты и места прове-

дения международных семинаров и выставок, стандарты, аналитические методики, учебные материалы, материалы по истории науки, популярные статьи по микробиологии, книги и обзоры, ссылки на полезные сайты, предложения экспертов, правила техники безопасности, сообщения для прессы, новости спорта, здравоохранения и др. На портале также представлен каталог Леонардо, техническая информация, руководства, сертификаты компании.



International pbi S.p.A.

Via Novara, 89 - 20153 Milano - Tel. (+ 39) -02-48779.1 Fax (+ 39) -02-40.090.010  
[www.internationalpbi.it](http://www.internationalpbi.it) - e.mail: [info@internationalpbi.it](mailto:info@internationalpbi.it)

UNI EN ISO 9001:2000



СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА  
КАЧЕСТВА

КОМПАНИЯ INTERNATIONAL PBI  
ИМЕЕТ СЕРТИФИКАТ ISO 9001:2001

# Dispo-Head

ОДНОРАЗОВАЯ АСПИРИРУЮЩАЯ ГОЛОВКА  
ДЛЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВОЗДУХА



- Одноразовая аспирирующая головка в тройной упаковке.
- изготовлена из антистатического пластика на основе синтетической смолы.
- Упакована в тройной пакет, стерилизованный облучением, и предназначена для чистых комнат.
- Сертификат стерилизации, содержания эндотоксинов и соответствия на пяти языках (английский, французский, итальянский, немецкий, испанский).
- Подходит к пробоотборникам воздуха "SAS Super", "DUO-SAS-360", "SAS-Isolator".
- Подходит для любого типа чашек диаметром 55 мм (RODAC).
- Идеальна в сочетании с камерой "Atrium" для работы в чистых комнатах и изоляторах.
- Срок хранения 5 лет.

86996



SAS Super



DUO SAS 360



SAS Isolator

## ЗАКАЗ

Кат. №	ОПИСАНИЕ
86996	Одноразовая аспирирующая головка "Dispo-Head"